

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№	ОКПД 2	Наименование товара	Ед. изм.	Количество
1	32.50.13.190	Уничтожитель игл и шприцев Nulife DOTS с гильотиной для срезания канюли	штука	1

Описание требований	Наличие функции или величина параметра
1. Общие требования:	
Регистрационное удостоверение Минздрава России (при подаче)	Наличие
Сертификат соответствия ГОСТ Р или декларация соответствия (при поставке)	Наличие
Оборудование должно быть новым, не восстановленным	Соответствие
Оборудование выпуска	Не ранее 2018 года
Гарантийное обслуживание	Не менее 12 месяцев
Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
2. Технические характеристики:	
Предназначен для сжигания (обеззараживания) и отрезания канюли иглы для инъекции	Соответствие
Корпус прибора	Пластик
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Не более (165х115х120)
Гильотина (нож) для отреза канюли	Наличие
Поддон выдвижной накопительный для очистки от сгоревших остатков игл	Наличие
Длина сжигаемой иглы, мм	В диапазоне от 19 до 31
Сечение иглы, мм	В диапазоне от 0,25 до 1,1
Время утилизации, секунда	Не более 2-3*
Потребляемая мощность, кВт	Не более 1,2
Электропитание, ВГц	В соответствии со стандартом электрической сети РФ, 220 В - 50Гц с учетом погрешности
Защита устройства	предохранители стеклянные 2-х амперные
Вес, кг	Не более 2
Запасной нож (гильотина) для среза канюли иглы	Наличие
Устройство для демонтажа ножа для срезания канюли	Наличие

Должность

ФИО