



DGM

Для ЛПУ и ЦСО

Паровые стерилизаторы DGM - это экономически выгодное, удобное в эксплуатации, надежное и безопасное оборудование для стерилизации.



Широкий модельный ряд с различным объемом камеры: от 130 до 2000 литров



Лучшее соотношение «Цена-качество»



Проходное и непроходное исполнение



Прямоугольная камера и паровая рубашка выполнены из нержавеющей стали AISI316L



Безопасность и удобство в эксплуатации

Паровые стерилизаторы DGM предназначены для стерилизации паром хирургических инструментов, текстиля, одежды, изделий из резины, металлической и пластиковой посуды, стекла. Используются в больницах (ЦСО, молочных кухнях, прачечных). Благодаря широкому выбору объема, паровые стерилизаторы DGM применяются также в лабораториях, в фармацевтической, ветеринарной, пищевой промышленности.

Надежность

Стерилизаторы DGM оснащены распашной дверью с автоматическим механизмом запирания. Камера, рубашка и трубопроводы выполнены из нержавеющей стали.

Удобство в эксплуатации

Стерилизаторы DGM имеют яркий полноцветный ЖК-экран с дружественным для пользователя интерфейсом с диагональю 7".

Камеры большого объема

Доступны модели с большим объемом камеры (свыше 1000 литров).

Опции

Стерилизаторы DGM имеют широкий ряд дополнительных опций, включающий возможность оснащения стерилизатора герметичным фланцем для предотвращения перекрестной контаминации, системой быстрого охлаждения камеры, подвижным датчиком для контроля температуры во фляконе с жидкостью, предоставление протоколов испытаний FAT/SAT/IQ/OQ и многое другое.

Модель	Объем камеры, л	Внешние габариты (ДxШxВ), мм	Потребляемая мощность, кВт
DGM 130-1 (-2)	146	1040 (1090) x 1250 x 1730	24
DGM 240-1 (-2)	266	1050 (1100) x 1390 x 1880	24
DGM 360-1 (-2)	352	1190 (1240) x 1235 x 1880	24
DGM 600-1 (-2)	655	1370 (1410) x 1330 x 2110	46
DGM 800-1 (-2)	810	1650 (1690) x 1330 x 2110	61
DGM 1000-1 (-2)	1000	1990 (2030) x 1330 x 2110	61
DGM 1200-1 (-2)	1200	1710 (1760) x 1470 x 1990	5*
DGM 1500-1 (-2)	1500	2080 (2130) x 1470 x 1990	5*
DGM 2000-1 (-2)	2040	1764 (2014) x 1850 x 1830	5*

* мощность стерилизатора без учета парогенератора. Поставляется с внешним источником пара.