

Копия верна  
Генеральный директор  
ООО «Диакомс»

*И.А. Сигалов*



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер  
ООО «Фирма Диакомс»

*В.А. Аникин*

« 30 » 2002 г.



«ТЕЛЕЖКА ВНУТРИКОРПУСНАЯ С ДВУМЯ ПОЛКАМИ ДЛЯ  
ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ, СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ  
КОРОБОК, ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ТВП – «ДИАКОМС»

«ТЕЛЕЖКА МЕЖКОРПУСНАЯ СО СЪЕМНЫМИ БОКОВЫМИ  
ОГРАЖДЕНИЯМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНИЧНЫХ ГРУЗОВ  
ТМГ – «ДИАКОМС»

ПАСПОРТ

АУКС.942819.020 ПС

2002 г.

| Инв. № подл. | Подп. и дата | взаим. инв. № | Подп. и дата |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
|              |              |               |              |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                      | Лист |
|--------------------------------------|------|
| 1. Общие указания .....              | 3    |
| 2. Общие сведения об изделии.....    | 3    |
| 3. Комплектность.....                | 3    |
| 4. Технические характеристики.....   | 4    |
| 5. Транспортирование и хранение..... | 4    |
| 6. Свидетельство о приемке.....      | 5    |
| 7. Свидетельство об упаковке.....    | 5    |
| 8. Гарантии поставщика.....          | 6    |

|             |             |                  |           |                                                      |  |      |      |        |   |
|-------------|-------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|------|------|--------|---|
|             |             |                  |           |                                                      |  |      |      |        |   |
|             |             |                  |           |                                                      |  |      |      |        |   |
|             |             |                  |           | АУКС.942819.020 ПС                                   |  |      |      |        |   |
| Лист        | № документа | Подпись          | Дата      | <b>Тележки</b><br>ТВП – «Диакомс»<br>ТМГ – «Диакомс» |  | Лит. | Лист | Листов |   |
| Разработал  | НИКИТИНА    | <i>[Подпись]</i> | 26.08.02  |                                                      |  |      |      | 2      | 6 |
| Проверил    | ЗУЕНКОВ     | <i>[Подпись]</i> | 21.06.02  |                                                      |  |      |      |        |   |
| Нач. отдела |             |                  |           |                                                      |  |      |      |        |   |
| Н. контроль |             |                  |           |                                                      |  |      |      |        |   |
| Утвердил    | АНИКИН      | <i>[Подпись]</i> | 20.08.02. | Паспорт                                              |  |      |      |        |   |

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние тележек ТВП – «Диаконс», ТММ – «Диаконс» зав. № \_\_\_\_\_.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, поправки, незавершенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Тележка внутрикорпусная с двумя полками для перевозки медикаментов, стерилизационных коробок, перевязочных материалов ТВП – «Диаконс» (Рис.1).

Тележка межкорпусная со съемными боковыми ограждениями для перевозки больничных грузов ТМГ – «Диаконс» (Рис.2).

ТВП - «Диаконс» имеет две полки с высотой борта 40 мм, которые расположены в два яруса на несущей раме. Тележка имеет четыре колесные опоры Ø 125 мм, два из которых имеют тормозное устройство.

ТМГ - «Диаконс» представляет собой цельносварную раму с платформой, установленную на четыре колесные опоры Ø 200 мм, два из которых имеют тормозное устройство. Одно боковое ограждение съемное.

Тележки изготавливаются в климатическом исполнении УХД категории 4.2 по ГОСТ 15150.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 Комплект поставки тележки должен соответствовать указанному в таб-

| Наименование              | Обозначение        | Кол-во, шт. |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 1.Тележка ТВП - «Диаконс» | АУКС.942819.020    | 1           |
| 2. Паспорт                | АУКС.942819.020 ПС | 1           |

|      |      |             |         |      |                    |      |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
|      |      |             |         |      | АУКС.942819.020 ПС | Лист |
|      |      |             |         |      |                    | 3    |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                    |      |

Таблица 2

| Наименование               | Обозначение           | Кол-во, шт. |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1. Тележка ТМГ – «Диаконс» | АУКС.942819.020-01    | 1           |
| 2. Паспорт                 | АУКС.942819.020-01 ПС | 1           |

Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
Подпись, дата

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры тележки ТВП – «Диаконс» в мм: длина – 1000, ширина – 550, высота – 920.
- 4.2 Габаритные размеры тележки ТМГ – «Диаконс» в мм: длина – 1100, ширина – 700, высота – 900.
- 4.3
- 4.4 Масса тележки ТВП – «Диаконс» – 17,5 кг.
- 4.5 Масса тележки ТМГ – «Диаконс» – 40,0 кг.
- 4.6 Диаметр колес ТВП – «Диаконс» – 125 мм.
- 4.7 Диаметр колес ТМГ – «Диаконс» – 200 мм.
- 4.8 Тележки выдерживают равномерно-распределенную нагрузку:  
ТВП – «Диаконс» –  $75 \pm 5$  кг;  
ТМГ – «Диаконс» –  $150 \pm 5$  кг.

#### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Тележки допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 5.2 Транспортирование морским транспортом проводится в соответствии с действующими правилами безопасности морской перевозки грузов.
- 5.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 5.4 Хранение должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

|      |      |             |         |      |                    |      |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
|      |      |             |         |      | АУКС.942819.020 ПС | Лист |
|      |      |             |         |      |                    | 4    |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                    |      |

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТВП – «Диакомс», Тележка ТМГ – «Диакомс» зав. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись представителя ОТК

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

ТВП – «Диакомс», Тележка ТМГ – «Диакомс» зав. № \_\_\_\_\_  
упакована на предприятии \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

|      |      |             |         |      | АУКС.942819.020 ПС | Лист |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
|      |      |             |         |      |                    | 5    |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                    |      |



## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода тележки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 8.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
  - при нарушении правил эксплуатации;
  - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в изделие.



Рис.1



Рис.2

|      |      |             |         |      |                    |      |
|------|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
|      |      |             |         |      | АУКС.942819.020 ПС | Лист |
|      |      |             |         |      |                    | 6    |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |                    |      |