



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

На медицинское изделие

**Кровать медицинская многофункциональная по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018
электрическая с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,

607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 19,
уч. "ДЗМО", зд. 1, пом. 001

Производитель

Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,

607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 19,
уч. "ДЗМО", зд. 1, пом. 001

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-36037/64808 от 09.09.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.30.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 12 листах

приказом Росздравнадзора от 18 ноября 2020 года № 10788

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0058405

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 1

На медицинское изделие

**Кровать медицинская многофункциональная по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018
электрическая с принадлежностями, варианты исполнения:**

I. Односекционная, модели К-ДЗМО-3-1, в составе:

1. Каркас кровати - 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка - 2 шт.
4. Спинная секция - 1 шт.
5. Электропривод - не более 1 шт.
6. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
7. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
8. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
9. Матрац односекционный - 1 шт. (при необходимости).
10. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
11. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
12. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
13. Блок управления - 1 шт.
14. Пульт управления - 1 шт.
15. Угловой бампер - не более 4 шт.
16. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.

II. Двухсекционные, моделей К-ДЗМО-1-2-Э, К-ДЗМО-1-2-Э/БК, в составе:

1. Каркас кровати - 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт. (при необходимости).
3. Торцевая спинка - 2 шт.
4. Спинная секция - 1 шт.
5. Ножная секция - 1 шт.
6. Электропривод - не более 2 шт.
7. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
8. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
9. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
10. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости).
- И. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
12. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
13. Блок управления - 1 шт.
14. Пульт управления - 1 шт.
15. Угловой бампер - не более 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0074588

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 2

16. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- III. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-2-2-Э, в составе:
1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Ножная секция - 1 шт.
 6. Электропривод - не более 2 шт.
 7. Гидропривод - 1 шт.
 8. Педаль управления гидроприводом - не более 2 шт.
 9. Газовая пружина - не более 1 шт.
 10. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 11. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 13. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 14. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 16. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 17. Блок управления - 1 шт.
 18. Пульт управления - 1 шт.
 19. Угловой бампер - не более 4 шт.
 20. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- IV. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-Р, в составе:
1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Ножная секция - 1 шт.
 6. Рейка - не более 2 шт.
 7. Электропривод - не более 2 шт.
 8. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 9. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 11. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 12. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0074534

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 3

14. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
15. Блок управления - 1 шт.
16. Пульт управления - 1 шт.
17. Угловой бампер - не более 4 шт.
18. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- V. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-Г, в составе:
 1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Ножная секция - 1 шт.
 6. Газовая пружина - не более 2 шт.
 7. Электропривод - не более 2 шт.
 8. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 9. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 11. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 12. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 14. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 15. Блок управления - 1 шт.
 16. Пульт управления - 1 шт.
 17. Угловой бампер - не более 4 шт.
 18. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- VI. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-В, в составе:
 1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Ножная секция - 1 шт.
 6. Винтовой механизм - не более 1 шт.
 7. Электропривод - не более 2 шт.
 8. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 9. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 11. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0074535

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 4

12. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
14. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
15. Блок управления - 1 шт.
16. Пульт управления - 1 шт.
17. Угловой бампер - не более 4 шт.
18. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- VII. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-Э, в составе:
 1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Ножная секция - 1 шт.
 6. Электропривод - не более 4 шт.
 7. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 8. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 9. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 10. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 11. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 12. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 13. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 14. Блок управления - 1 шт.
 15. Пульт управления - 1 шт.
 16. Угловой бампер - не более 4 шт.
 17. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- VIII. Трехсекционные, моделей К-ДЗМО-1-3-Э, К-ДЗМО-1-3-Э/БК, в составе:
 1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт. (при необходимости).
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Бедренная секция - 1 шт.
 6. Ножная секция - 1 шт.
 7. Электропривод - не более 4 шт.
 8. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 9. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0074586

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 5

11. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
12. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
14. Блок управления - 1 шт.
15. Пульт управления - 1 шт.
16. Угловой бампер - не более 4 шт.
17. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- IX. Трех секционная, модели К-ДЗМО-2-3-Э, в составе:
 1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Бедренная секция - 1 шт.
 6. Ножная секция - 1 шт.
 7. Электропривод - не более 4 шт.
 8. Гидропривод - 1 шт.
 9. Педаль управления гидроприводом - не более 2 шт.
 10. Газовая пружина - не более 1 шт.
 11. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 12. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 13. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 14. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 15. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 16. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 17. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 18. Блок управления - 1 шт.
 19. Пульт управления - 1 шт.
 20. Угловой бампер - не более 4 шт.
 21. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- X. Трех секционная, модели К-ДЗМО-3-3-Р, в составе:
 1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Бедренная секция - 1 шт.
 6. Ножная секция - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0074587

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 6

7. Рейка - не более 4 шт.
 8. Электропривод - не более 2 шт.
 9. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 10. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 11. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 12. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 13. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 15. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 16. Блок управления - 1 шт.
 17. Пульт управления - 1 шт.
 18. Угловой бампер - не более 4 шт.
 19. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- XI. Трехсекционная, модели К-ДЗМО-3-3-Г, в составе:
1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Бедренная секция - 1 шт.
 6. Ножная секция - 1 шт.
 7. Газовая пружина - не более 4 шт.
 8. Электропривод - не более 2 шт.
 9. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 10. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 11. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 12. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 13. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 15. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 16. Блок управления - 1 шт.
 17. Пульт управления - 1 шт.
 18. Угловой бампер - не более 4 шт.
 19. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.

XII. Трехсекционная, модели К-ДЗМО-3-3-В, в составе:

1. Каркас кровати - 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0074538

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 7

3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Бедренная секция - 1 шт.
 6. Ножная секция - 1 шт.
 7. Винтовой механизм - не более 2 шт.
 8. Электропривод - не более 2 шт.
 9. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 10. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 11. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 12. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 13. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 14. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 15. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 16. Блок управления - 1 шт.
 17. Пульт управления - 1 шт.
 18. Угловой бампер - не более 4 шт.
 19. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- XIII. Трехсекционная, модели К-ДЗМО-3-3-Э, в составе:
1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Бедренная секция - 1 шт.
 6. Ножная секция - 1 шт.
 7. Электропривод - не более 6 шт.
 8. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 9. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 11. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 12. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 13. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 14. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 15. Блок управления - 1 шт.
 16. Пульт управления - 1 шт.
 17. Угловой бампер - не более 4 шт.
 18. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0074588

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 8

XIV. Четырехсекционные, моделей К-ДЗМО-1-4-Э, К-ДЗМО-1-4-Э/БК, в составе:

1. Каркас кровати - 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт. (при необходимости).
3. Торцевая спинка - 2 шт.
4. Спинная секция - 1 шт.
5. Бедренная секция - 1 шт.
6. Тазобедренная секция - 1 шт.
7. Ножная секция - 1 шт.
8. Электропривод - не более 4 шт.
9. Рейка - не более 2 шт.
10. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
11. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
13. Матрац четырех секционный - 1 шт. (при необходимости).
14. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
16. Блок управления - 1 шт.
17. Пульт управления - 1 шт.
18. Угловой бампер - не более 4 шт.
19. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.

XV. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-2-4-Э, в составе:

1. Каркас кровати - 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка - 2 шт.
4. Спинная секция - 1 шт.
5. Бедренная секция - 1 шт.
6. Тазобедренная секция - 1 шт.
7. Ножная секция - 1 шт.
8. Электропривод - не более 4 шт.
9. Рейка - не более 2 шт.
10. Гидропривод - 1 шт.
11. Педаль управления гидроприводом - не более 2 шт.
12. Газовая пружина - не более 1 шт.
13. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
14. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
15. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0074540

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 9

16. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 17. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 18. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 19. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 20. Блок управления - 1 шт.
 21. Пульт управления - 1 шт.
 22. Угловой бампер - не более 4 шт.
 23. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- XVI. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-Р, в составе:
1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Бедренная секция - 1 шт.
 6. Тазобедренная секция - 1 шт.
 7. Ножная секция - 1 шт.
 8. Рейка - не более 6 шт.
 9. Электропривод - не более 2 шт.
 10. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 11. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 13. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 14. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 16. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 17. Блок управления - 1 шт.
 18. Пульт управления - 1 шт.
 19. Угловой бампер - не более 4 шт.
 20. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- XVII. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-Г, в составе:
1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Бедренная секция - 1 шт.
 6. Тазобедренная секция - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0074541

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 10

7. Ножная секция - 1 шт.
 8. Газовая пружина - не более 6 шт.
 9. Рейка - не более 2 шт.
 10. Электропривод - не более 2 шт.
 11. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 12. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 13. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 14. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 15. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 16. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 17. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 18. Блок управления - 1 шт.
 19. Пульт управления - 1 шт.
 20. Угловой бампер - не более 4 шт.
 21. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- XVIII. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-В, в составе:
1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Бедренная секция - 1 шт.
 6. Тазобедренная секция - 1 шт.
 7. Ножная секция - 1 шт.
 8. Рейка - не более 2 шт.
 9. Винтовой механизм - не более 2 шт.
 10. Электропривод - не более 2 шт.
 11. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 12. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 13. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 14. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 15. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 16. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 17. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 18. Блок управления - 1 шт.
 19. Пульт управления - 1 шт.
 20. Угловой бампер - не более 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0074542

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 11

21. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
XIX. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-Э, в составе:
1. Каркас кровати - 1 шт.
 2. Колесная опора - не более 4 шт.
 3. Торцевая спинка - 2 шт.
 4. Спинная секция - 1 шт.
 5. Бедренная секция - 1 шт.
 6. Тазобедренная секция - 1 шт.
 7. Ножная секция - 1 шт.
 8. Рейка - не более 2 шт.
 9. Электропривод - не более 6 шт.
 10. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
 11. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости).
 12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости).
 13. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости).
 14. Ортопедическая рама - 1 шт. (при необходимости).
 15. Рама Балканского - 1 шт. (при необходимости).
 16. Защитный кожух - 1 шт. (при необходимости).
 17. Блок управления - 1 шт.
 18. Пульт управления - 1 шт.
 19. Угловой бампер - не более 4 шт.
 20. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Боковое ограждение - 2 шт.
 2. Шарнир бокового ограждения - не более 12 шт.
 3. Ручка для подтягивания - 1 шт.
 4. Держатель мочеприемника - 1 шт.
 5. Полочка для записей - 1 шт.
 6. Столик для питания - 1 шт.
 7. Держатель обуви - 1 шт.
 8. Держатель для костылей - 1 шт.
 9. Держатель кислородного баллона - 1 шт.
 10. Корзина под судно - 1 шт.
 11. Приспособление для удлинения ложа кровати - 1 шт.
 12. Дополнительная секция матраца - 1 шт.
 13. Защитный чехол для матраца - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0074548

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2020 года № РЗН 2020/12587

Лист 12

14. Лампа подсветки - 1 шт.
15. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
16. Перекладчик складной - 1 шт.
17. Упор для ног - 1 шт.
18. Ремень фиксирующий - не более 6 шт.
19. Карман для истории болезни пациента - не более 2 шт.
20. Колесная опора с центральным тормозом - не более 4 шт.
21. Педаль тормоза - не более 4 шт.
22. Выдвижное пятое колесо - не более 2 шт.
23. Педаль управления выдвижным пятым колесом - не более 2 шт.
24. Приспособление для мытья пациентов - 1 шт.

Место производства:

1. АО "ДЗМО", Россия, 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 19, уч. № 3, зд. № 3/2.
2. АО "ДЗМО", Россия, 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 19, уч. № 4, зд. № 4/1.
3. АО "ДЗМО", Россия, 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон № 19, уч. № 5, зд. № 5/1.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0074544