

Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диакомс»
И.А. Сигапов



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Фирма Диакомс»

И.К. Лакин




**ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ
ПРОЦЕДУРНЫХ КАБИНЕТОВ И ДРУГИХ ОТДЕЛОВ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ**

**ПАСПОРТ
АУКС.942819.014 ПС**

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии	3
3. Комплектность	4
4. Технические характеристики	5
5. Свидетельство о приемке	6
6. Свидетельство об упаковке	6
7. Транспортирование и хранение	7
8. Гарантии изготовителя	8
9. Сведения о рекламациях	9

					АУКС.942819.014 ПС				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Ширма медицинская ШМ		Лит.	Лист	Листов
Разработал		Никитина В.Б.		18.08.98					
Проверил		Зуенков Ю.М.		11.08.98					2
					Паспорт				
Н. контроль									
Утвердил		Лакин И.К.		20.08.98					

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед началом работы следует изучить паспорт на ширму медицинскую (ШМ) АУКС.942819.014.

1.2 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние ширмы медицинской (ШМ) зав. № _____.

1.3 Все записи должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Ширмы могут выпускаться в трех модификациях:

ШМ-1 – «Диакомс» - односекционная (Рис.1);

ШМ-2 – «Диакомс» - двухсекционная (Рис.2);


ШМ-3 – «Диакомс» - трехсекционная (Рис.3).

Ширмы имеют металлический каркас, покрашенный в белый цвет.


Каждая секция ширм имеет наполнитель полотно типа "Лутрасил" (с индексом Л) или пластиком (с индексом П), и имеет регулируемую опору или колесную опору.

Ширмы ШМ-2 и ШМ-3 имеют возможность складываться, что делает их более компактными при хранении и транспортировании.


Ширмы могут быть использованы для оснащения поликлиник, клиник, больниц и других медицинских учреждений практического и профилактического здравоохранения.



ШМ-1



ШМ-2



ШМ-3

					АУКС.942819.014 ПС	Лист
						3
зм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		