



DGM 2000/3000

Паровые камеры DGM 2000/3000 созданы для дезинфекции постельных принадлежностей, одежды, обуви и других изделий в медико-профилактических учреждениях различной специализации, централизованных прачечных, центрах ухода и других отделениях, где необходима паровая дезинфекция. DGM 2000/3000 производятся в соответствии с самыми жесткими мировыми стандартами качества и безопасности.

- ✓ Доступны в проходном и непроходном исполнении
- ✓ Компактная конструкция с использованием внешнего парогенератора обеспечивает централизованную подачу пара
- ✓ Удобство в эксплуатации: цветной ЖК-экран с сенсорным управлением
- ✓ 5 встроенных программ дезинфекции
- ✓ Безопасность: дверь камеры не может быть открыта, когда камера находится под давлением
- ✓ Цикл не может начаться, если дверь открыта или неправильно заблокирована
- ✓ Встроенный принтер для документирования процесса
- ✓ Полная комплектация: транспортные тележки, загрузочная тележка, воздушный компрессор, парогенератор

Модель	Объем камеры, л.	Температура дезинфекции, °С	Время дезинфекционной выдержки, мин.	Вместимость (комплектов белья), шт.	Напряжение, В/Гц
DGM 2000	2500	100-111	0-999	7	380/50
DGM 3000	3000			9	Другие параметры подключения доступны по запросу