



DGM ES 10

Компактное решение для санитарной комнаты



Высокая производительность и компактный дизайн: камера вмещает 1 подкладное судно и 3 мочеприемника либо до 3 мочеприемников одновременно



Превосходное качество обработки достигается в течение стандартного цикла (6 мин.)



Доступны модели с ручным и автоматическим механизмом открытием двери



Экологичность: чистая вода без токсичных химических продуктов

Параметр	Значение
Внешние габариты (ГхШхВ), мм	475 x 545 x 1630
Электропитание, В/Гц	380/50