

Инв. № подл.	Подп. и дата	взаим. инв. №	Подп. и дата

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
ООО «Фирма Диакомс»



НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

КОМПЛЕКТ МАССАЖНЫЙ

МК-1

ПАСПОРТ

АУКС.941126.000 ПС

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)

# СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания .....	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Технические характеристики.....	4
5. Условия эксплуатации.....	4
6. Техническое обслуживание.....	4
7. Транспортирование и хранение.....	4
8. Свидетельство о приемке.....	5
9. Свидетельство об упаковке.....	5
10. Гарантии изготовителя.....	6
11. Сведения о рекламациях .....	7

				АУКС.941126.000 ПС		
	Лист	№ документа	Подпись	Дата		
Разработал	НИКИТИНА	<i>Н.Н.</i>	<i>Н.Н.</i>	12.02.2012	МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКТ МК-1  Паспорт	Лит.
Проверил	ЗУЕНКОВ	<i>З.З.</i>	<i>З.З.</i>	12.02.2012		Лист
Нач. отдела						Листов
Н. контроль						2
Утвердил	ЗУЕНКОВ	<i>З.З.</i>	<i>З.З.</i>	12.02.2012		8

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние комплекта массажного МК-1 зав. № \_\_\_\_\_.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, пометки, незавершенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Комплект массажный МК-1 может быть использован для оснащения клиник, больниц, физиотерапевтических кабинетов и других учреждений практического и профилактического здравоохранения.
- 2.2 Комплект массажный МК-1 состоит из кушетки и стула.
- 2.3 Кушетка снабжена приспособлением для изменения угла наклона подголовника.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перечень изделий, входящих в комплект массажный МК-1 приведен в таблице 1.

Наименование	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1. Кушетка К-1	АУКС.942819.002	1
2. Стул С-1	АУКС.942819.005	1
3. Паспорт	АУКС.941126.000 ПС	1

Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
подпись, дата

					АУКС.941126.000 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры должны быть не более, мм:  
кушетки - длина – 1860, ширина – 620, высота – 580;  
стула – 350 x 350 x 430.
- 4.2 Масса должна быть не более, кг:  
кушетки – 28;  
стула – 5.
- 4.3 Допустимая нагрузка должна быть не более, кг:  
на кушетку – 200 ;  
на стул – 150.
- 4.4 Изменение угла наклона подголовника относительно горизонтального положения +35 °.

#### 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация комплекта массажного должна производиться в закрытых помещениях.

В процессе эксплуатации не допускайте царапин, порезов и механических повреждений изделий, входящих в комплект.

#### 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в регулярном внешнем осмотре изделий входящих в медицинский комплект и удалении возникающих в процессе эксплуатации загрязнений мягкой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.

#### 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Комплекты массажные допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

Хранение комплектов массажных должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

					АУКС.941126.000 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект массажный МК-1 зав. № \_\_\_\_\_

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_   
подпись представителя ОТК

### 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Комплект массажный МК-1 зав. № \_\_\_\_\_

упакован на предприятии \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_

М.П.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Подпись

Комплект массажный после упаковки принял \_\_\_\_\_

Подпись

					АУКС.941126.000 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

## 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта массажного требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода медицинского комплекта в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.
- 10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
  - при нарушении правил эксплуатации;
  - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в комплект массажный вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)

					АУКС.941126.000 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

## 11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав комплекта массажного, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание медицинского комплекта.

11.2 Гарантийное обслуживание комплекта массажного производит предприятие «Фирма Диакомс», расположенное по адресу:  
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14а, стр.45  
Тел./факс : (495) 361-55-37, (495) 361-55-68.

11.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.941126.000 ПС	Лист 7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		