



8 DIN 1/1 корзин



DGM ES 50

Для больниц и медицинских центров

Моюще-дезинфицирующая машина DGM ES 50 является установкой средней производительности, которая благодаря большому разнообразию тележек и вставок может использоваться для мойки и дезинфекции хирургических, анестезиологических, офтальмологических и стоматологических инструментов, медицинской обуви, бутылочек для кормления и лабораторной посуды.



Высокая производительность и компактный дизайн: общий объем камеры 171 л, полезный объем – 150 л. Внешние габариты (ГхШхВ) – 630 x 600 (900) x 850 мм



40 программ мойки (20 предустановленных программ и 20 пользовательских). Предусмотрена возможность конфигурирования параметров каждой программы



Высокое качество: камера изготовлена из нержавеющей стали AISI 316L; корпус из нержавеющей стали AISI 304



Тройная система фильтрации циркулирующей воды увеличивает срок службы насосов



Контроль в течение всего цикла: контроль температуры мойки и дезинфекции осуществляется двумя независимыми датчиками; датчик контроля уровня воды в камере для предотвращения перелива; контроль уровня моющих средств, сигнализация при их отсутствии

Моюще-дезинфицирующая машина DGM ES 50 в базовой комплектации оснащена системой сушки горячим фильтрованным воздухом, оборудована двумя дозирующими насосами моющих средств. Широкий ряд функций и опций доступен по запросу.