

Столы для раскладки
медицинских инструментов
Тип СБ
Паспорт

ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ

Основные данные	Аналог
Наименование и назначение	
Стол для раскладки медицинских инструментов СБ-1	Столик АТ-В20 Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06374 от 10.03.2010
Предприятие-изготовитель, фирма, страна	
ОАО «Оптимех», г.Вологда, Россия	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс», Республика Беларусь
Основные характеристики	
Габаритные размеры, мм:	Габаритные размеры, мм:
Длина - 1002	Длина - 1900
Ширина - 567	Ширина - 550
Высота - 792	Высота - 900
Стол – металлический разборный со столешницей из нержавеющей стали. Каркас изготовлен из электросварных квадратных труб с полимерно-порошковым покрытием. Стол установлен на четыре регулируемые опоры.	Столик – металлический. Столешница и каркас - из нержавеющей стали. Столик – передвижной на 4-х колесах Ø75 мм (два из них с тормозом).

Генеральный директор

Н.Е. Лешуков

ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ

Основные данные	Аналог
Наименование и назначение	
Стол для раскладки медицинских инструментов СБ-2	Столик медицинский для хирургического инструмента СМх-6 «Ока-Медик» Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/01610 от 27.12.2007
Предприятие-изготовитель, фирма, страна	
ОАО «Оптимех», г.Вологда, Россия	ООО «Производственное предприятие Ока-Медик», г.Навашино, Нижегородская область, Россия
Основные характеристики	
Габаритные размеры, мм:	Габаритные размеры, мм:
Длина - 1002	Длина - 1070
Ширина - 567	Ширина - 500
Высота - 792	Высота - 815
Стол – металлический разборный со столешницей и полкой из нержавеющей стали. Каркас изготовлен из электросварных квадратных труб с полимерно-порошковым покрытием. Стол установлен на четыре регулируемые опоры.	Столик – металлический. Столешница и полка – из нержавеющей стали. Каркас изготовлен из квадратных труб. Столик – передвижной на 4-х колесах Ø50 мм.

Генеральный директор



Н.Е. Лешуков