

Справка
об изделии медицинской техники

Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ»

Разработчик: ООО "ГК "Респект", Россия.

Производитель: ООО "ГК "Респект", Россия.

Выпускается в соответствии с ТУ 9398-002-13014251-2012.

Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовых (различных объёмов) (далее - ёмкости), предназначены для сбора, хранения и удаления подготовленных отходов лечебно-профилактических учреждений, в том числе и острого инструментария.

Ёмкость для сбора, хранения острого инструментария оснащена приспособлением для бесконтактного снятия этих инструментов.

Область применения – медицинские лечебно-профилактические учреждения, клиники, госпитали, поликлиники и др.

По режиму применения баки с тележкой относятся к изделиям многократного использования.

В соответствии с классификацией в зависимости от потенциального риска применения изделия относятся к классу риска 1 по ГОСТ Р 51609.

Ёмкости-контейнеры выпускаются в следующих исполнениях:

Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,1 л.- «РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,25 л.-«РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,4 л.- «РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,5 л. - «РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 10,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 11,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 12,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 15,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,1 л.- «РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,25 л.-«РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,4 л.- «РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,5 л. - «РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,6 л.- «РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,7 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,8 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 0,9 л.-РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,3 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,9 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 2,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 2,3 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 2,5 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 3,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 3,25 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 5,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 6,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 9,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 10,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 11,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 12,0 л. -РЕСПЕКТ»;

Ёмкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б и В, одноразовая 15,0 л. -РЕСПЕКТ».

Предельные отклонения размеров не должны превышать $\pm 5\%$ от номинального размера.

Поверхности ёмкостей не имеют механических повреждений, разрывов, складок, а также нарушений структуры используемого материала.

Цвет ёмкости и крышки должен соответствовать образцу-эталону. Оттенки белого цвета не регламентируются.

Крышка ёмкости плотно прилегает к горловине.

Материалы из которых изготовлены изделия:

- полиэтилен ПНД 277-73 - ГОСТ 16338-85, полипропилен БАЛЕН 01 270 -
ТУ 2211-020-00203521-96

Ёмкости устойчивы при эксплуатации и транспортировании к воздействию температуры окружающей среды от -40°С до +40°С, относительной влажности 98% при температуре +25°С.

Средний срок службы ёмкостей не менее 3 лет.

Директор



Ганиев

Ганиев Р.А.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru