

Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диакомс»
А.М. А. Сигалов



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО «Фирма Диакомс»

И.К. Лакин
И.К. Лакин
1998 г.



СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНО-МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА СО СТЕКЛЯННЫМИ ПОЛКАМИ
НА КОЛЕСНЫХ ОПОРАХ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ) ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПАСПОРТ

АУКС.942819.011 ПС

1998г

Инв. № подл.	Подп. и дата	вз. ч. инв. №	Подп. и дата

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии	3
3. Комплектность	4
4. Технические характеристики	5
5. Свидетельство о приемке	6
6. Свидетельство об упаковке	6
7. Транспортирование и хранение	7
8. Гарантии изготовителя	8
9. Сведения о рекламациях	9

					АУКС.942819.011 ПС				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Столики процедурно-манипуляционные СПМ Паспорт	Лит.	Лист	Листов	
Разработал		Никитина В.Б.		20.08.22				2	9
Проверил		Зуенков Ю.М.		20.08.22					
Н. контроль									
Утвердил		Лакин И.К.		25.08.22					

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед началом работы следует изучить паспорт на столики процедурно-манипуляционные СПМ.

1.2 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние столиков процедурно-манипуляционных СПМ зав. № _____.

1.3 Все записи должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незавершенные исправления не допускаются. Записи внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Столики процедурно-манипуляционные СПМ предназначены для оборудования лечебных, процедурных, косметических и гигиенических кабинетов, а так же используются для оснащения поликлиник, клиник, больниц и других учреждений практического и профилактического здравоохранения.

2.2 Столики процедурно-манипуляционные СПМ имеют три варианта исполнения:

- двухъярусный СПМР-2;
- двухъярусный СПМ-3;
- трехъярусный СПМ-4.

Металлические части стола имеют полимерное покрытие. Поддон у СПМ-4 металлический. Полки выполнены из тонированного стекла.



СПМР-2



СПМ-3



СПМ-4

					АУКС.942819.011 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность столиков процедурно-манипуляционных приведена в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1

Изделия входящие в комплект	Обозначение документа	Кол-во, шт
Столик СПМР-2	АУКС.942819.011	1
Паспорт	АУКС.942819.011 ПС	1

Таблица 2

Изделия входящие в комплект	Обозначение документа	Кол-во, шт
Столик СПМ-3	АУКС.942819.011-01	1
Паспорт	АУКС.942819.011 ПС	1

Таблица 3

Изделия входящие в комплект	Обозначение Документа	Кол-во, шт
Столик СПМ-4	АУКС.942819.011-02	1
Паспорт	АУКС.942819.011 ПС	1

					АУКС.942819.011 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Габаритные размеры, мм: СПМР-2 , мм не более: длина – 900, ширина – 470, высота – 780.

СПМ-3 - длина – 560, ширина – 430, высота – 860.

4.2 Масса, кг, не более СПМР-2 – 20, СПМ-3 – 14, СПМ-4 – 19.

4.3 Столик СПМР-2 состоит из 2-х ярусов металлических полок.

4.4 Столик СПМ-3 состоит из 2-х ярусов, 1-й и 2-й ярус стеклянные полки.

4.5 Столик СПМ-4 состоит из 3-х ярусов, 1-й и 2-й ярус стеклянные полки, 3-й ярус – металлический поддон.

4.6 Допустимая нагрузка на стеклянную полку не более 5 кг.

4.7 Допустимая нагрузка на металлический поддон не более 15 кг.

4.8 Диаметр колес – 50 мм.

4.9 Столики процедурно-манипуляционные СПМ устойчивы на горизонтальной плоскости. Зазор между полом и одним из колес должен быть не более 3 мм.

4.10 Столики процедурно-манипуляционные изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.011 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик процедурно-манипуляционный СПМ зав. № _____

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П. _____

подпись представителя ОТК

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Столик процедурно-манипуляционный СПМ зав. № _____

упакован на предприятии.

Дата упаковки _____

М.П. _____

Упаковку произвел _____

подпись

					АУКС.942819.011 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Столики процедурно-манипуляционные допускается транспортировать всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и действующими правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 7.2 Размещение и крепление ящиков со столиками должно обеспечивать устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и ударов их друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 7.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 7.4 Хранение столиков процедурно-манипуляционных должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.011 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика процедурно-манипуляционного требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода столика процедурно-манипуляционного в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.
- 8.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие по предъявлению гарантийного талона.
- 8.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации и хранения;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в столик процедурно-манипуляционный вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

					АУКС.942819.011 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 11.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав столика процедурно-манипуляционного, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание столика процедурно-манипуляционного.

- 11.2 Гарантийное обслуживание столика процедурно-манипуляционного производит предприятие «Фирма Диакомс», расположенное по адресу:
111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14а.
Тел./факс: (495) 361-55-37, (495) 361-55-68.

- 11.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 4.

Таблица 4

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.942819.011 ПС	Лист
						9
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		