



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 22 марта 2021 года № ФСР 2012/13222

На медицинское изделие
Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ по ТУ 9451-010-07505566-2002

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
(АО "ГРПЗ"), Россия, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32

Производитель
Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
(АО "ГРПЗ"), Россия, 390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32

Место производства медицинского изделия
АО "ГРПЗ" - филиал "Касимовский приборный завод", Россия, 391300,
Рязанская обл., г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3

Номер регистрационного досье № РД-37560/89313 от 19.11.2020


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.12.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 22 марта 2021 года № 2357
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0055622

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 марта 2021 года № ФСР 2012/13222

Лист 1

На медицинское изделие

Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ по ТУ 9451-010-07505566-2002:

варианты исполнения:

I. «Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ по ТУ 9451-010-07505566-2002 КИУС.942711.001»,
в составе:

1. Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ КИУС.942711.001 - 1 шт.
2. Кольцо уплотнительное - 1 шт.
3. Крышка - 1 шт.
4. Опора - 4 шт.
5. Шланг наливной - 1 шт.
6. Шланг сливной - 1 шт.
7. Корзина загрузочная (при необходимости) - 3 шт.
8. Коробка КСКФ-18 (при необходимости) - 3 шт.
9. Подставка под стерилизационные коробки (при необходимости) - 1 шт.

Принадлежности:

1. Кабель интерфейсный - 1 шт.
2. Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО - 1 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации КИУС.942711.001 РЭ - 1 шт.
2. Паспорт на предохранительный клапан - 1 шт.
3. Паспорт на мановакуумметр - 2 шт.
4. Паспорт на сосуд КИУС.061634.023 ПС - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации регистратора - 1 шт.

II. «Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ по ТУ 9451-010-07505566-2002 КИУС.942711.001-01», в составе:

1. Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ КИУС.942711.001-01 - 1 шт.;
2. Кольцо уплотнительное - 1 шт.;
3. Воронка - 1 шт.;
4. Корзина загрузочная (при необходимости) - 3 шт.;
5. Коробка КСКФ-18 (при необходимости) - 3 шт.;
6. Подставка под стерилизационные коробки (при необходимости) - 1 шт.;
7. Наконечник 2,5-4 - 4 шт.;
8. Наконечник 2,5-6 - 1 шт.;

Принадлежности:

1. Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО - 1 шт.;

Эксплуатационная документация:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0081355

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 марта 2021 года № ФСР 2012/13222

Лист 2

1. Руководство по эксплуатации КИУС.942711.001-01 РЭ - 1 шт.;
2. Паспорт на предохранительный клапан - 1 шт.;
3. Паспорт на мановакуумметр - 1 шт.;
4. Паспорт на манометр - 1 шт.;
5. Паспорт на сосуд КИУС.061634.044 ПС - 1 шт.;
6. Руководство по эксплуатации регистратора - 1 шт

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0081356