

Шкафы для хранения эндоскопов

Тип ШХЭ

Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на шкафы для хранения эндоскопов в медицинских лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. Шкафы укомплектованы поддонами для стекания воды.

1 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра		
	ШХЭ 2-2	ШХЭ 2-4	ШХЭ 2-6
1 Ширина, мм	402	652	1000
2 Глубина, мм	402	402	402
3 Высота, мм	1702	1702	1702
4 Количество дверей, шт.	1	2	2
5 Количество подвесов, шт.	2	4	6
6 Количество поддонов, шт.	1	1	2
7 Масса, кг, не более	30,0	45,0	65,0

2 Комплект поставки

- 1 Шкаф – 1 шт.
- 2 Паспорт – 1 шт.
- 3 Поддон – согласно табл.

3 Подготовка к работе

Шкаф поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите его состояние после транспортировки. Проверьте работу замка. Выполните дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей 1% раствором хлорамина.

4 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя

Средний срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление шкафа невозможно или экономически нецелесообразно.

Шкафы для хранения эндоскопов

Тип ШХЭ

Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на шкафы для хранения эндоскопов в медицинских лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. Шкафы укомплектованы поддонами для стекания воды.

1 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра		
	ШХЭ 2-2	ШХЭ 2-4	ШХЭ 2-6
1 Ширина, мм	402	652	1000
2 Глубина, мм	402	402	402
3 Высота, мм	1702	1702	1702
4 Количество дверей, шт.	1	2	2
5 Количество подвесов, шт.	2	4	6
6 Количество поддонов, шт.	1	1	2
7 Масса, кг, не более	30,0	45,0	65,0

2 Комплект поставки

- 1 Шкаф – 1 шт.
- 2 Паспорт – 1 шт.
- 3 Поддон – согласно табл.

3 Подготовка к работе

Шкаф поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите его состояние после транспортировки. Проверьте работу замка. Выполните дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей 1% раствором хлорамина.

4 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя

Средний срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление шкафа невозможно или экономически нецелесообразно.

Шкаф в упаковке предприятия – изготовителя должен храниться на складе в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня их отправки потребителю.

5 Свидетельство о приемке

Шкаф ШХЭ _____
тип зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации

Начальник ОТК _____
подпись расшифровка

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Шкаф в упаковке предприятия – изготовителя должен храниться на складе в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год.

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня их отправки потребителю.

5 Свидетельство о приемке

Шкаф ШХЭ _____
тип зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации

Начальник ОТК _____
подпись расшифровка

М.П.

«_____» _____ 20__ г.