



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ УКЛАДКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОБ БИОМАТЕРИАЛА

Все изделия от 0.2 до 10 л изготовлены из ударопрочного химически стойкого пластика, выдерживающего обработку всеми дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в РФ, а также стерилизацию паровым методом при температуре 121°C –

АВТОКЛАВИРОВАНИЕ

ЕВРОСТАНДАРТ



Габариты транспортной упаковки тележки: 935 x 330 x 60 мм
Объем: 0,02 м³ Вес: 6,3 кг

Модель	УКП-50-01	УКП-100-01
Транспортировка образцов крови в пробирках	50* пробирок Пробирки д. 13 - 17 мм (цилиндрические (биологические), конические, моноветы, вакуумные, центрифужные); Пробирки д. 8 - 11 мм (микропробирки) * до 100 разнотипных пробирок ** до 200 разнотипных пробирок	100** пробирок Пробирки д. 13 - 17 мм (цилиндрические (биологические), конические, моноветы, вакуумные, центрифужные); Пробирки д. 8 - 11 мм (микропробирки) * до 100 разнотипных пробирок ** до 200 разнотипных пробирок
Транспортировка флаконов	10 шт. флаконы 250 мл (банки, ёмкости и т.д.)	16 шт. флаконы 250 мл (банки, ёмкости и т.д.)

ТК-01-"КРОНТ" - новое в медицинском оборудовании:
Тележка предназначена для компактного размещения оптимального для небольших операционных, перевязочных, процедурных кабинетов комплекта контейнеров КДС-"КРОНТ" объемами 3 л – 2 шт., 5 л – 2 шт., в целях проведения предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских инструментов, предметов медицинского назначения непосредственно в местах использования.

Преимущества ТК-01-"КРОНТ":

Размещение контейнеров один над другим позволило минимизировать занимаемый ими объем и сделать удобным доступ к каждому контейнеру. Размещение контейнеров на тележке позволяет без усилий быстро устанавливать их в нужном месте даже при полной загрузке, что позволяет медицинскому персоналу избежать дополнительных физических нагрузок.

Тел. / факс: (495) 500 48 84 (многоканальный)

Интернет: www.kront.com, кront.рф


**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ С ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПОДДОНОМ И КРЫШКОЙ
ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ, ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ КДС-«КРОНТ»**

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06144

КДС-0,2



КДС-1




КДС-3



КДС-5



КДС-10



КДС-11



КДС-20



КДС-35

Для удобства слива дезинфицирующих средств контейнер КДС-35 выпускаются 2-х модификаций:
- с боковым сливом для размещения на столе;
- с нижним сливом для размещения на тележке ТБ-01-«КРОНТ» для свободного перемещения внутри помещений. Подробная информация на сайте www.kront.com.

Основные параметры и комплектность

Исполнение контейнера	Рабочий объем, л	Габаритные размеры, мм	Внутренние размеры перфорирован- ного поддона, мм	Нагрузка, выдерживаемая перфорирован- ным поддоном, кг	Масса не более, кг	Температура, выдерживаемая контейнером, °С	Ванна	Перфорирован- ный поддон	Утопитель	Крышка
КДС-0,2	0,2	Ø96xh72	Ø55xh52	0,25	0,08	+121	1	1	-	1
КДС-1	1	280x155x105	180x75x50	1,2	0,5	+121	1	1	1	1
КДС-3	3	370x185x120	240x110x90	1,8	0,8	+121	1	1	1	1
КДС-5	5	400x285x165	260x175x120	3,0	1,2	+121	1	1	1	1
КДС-10	10	450x325x205	290x200x160	6,0	2,0	+121	1	1	1	1
КДС-11	11	775x285x170	630x175x130	8,0	2,6	+121	1	1	-	1
КДС-20	20	760x460x190	600x270x150	15,0	5,5	+65	1	1	-	1
КДС-35	35	880x475x240	680x320x190	15,0	6,5	+65	1	1	-	1

Тел. / факс: (495) 500 48 84 (многоканальный)

Интернет: www.kront.com, кront.рф